

BD7830 melegítő lepedő használati utasítás



Kérjük, használatba vétel előtt, gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást, hogy szükség esetén újra átolvashassa a használati tudnivalókat.

Biztonsági előírások:

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Ez az eszköz kórházban nem alkalmazható, csak otthoni használatra készült.

Csak az eredeti kézi vezérlőegységgel használja.

Ne használja az ágybetétet ha az nedves, várja meg amíg teljesen kiszárad.

Összehajtva, gyűrőtten NE használja.

A készüléket tilos alkalmazni cselekvőképtelen emberek, kisgyermek, csecsemők melegítésére.

Ne használja állatok melegítésére.

Gyermekeket ne hagyjon egyedül a melegítő ágybetéttel, mert ők nem tudják kellően felismerni és felmérni a lehetséges veszélyeket.

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a melegítő ágybetét nem sérült-e. Ha a vezérlőegységen, a kapcsolókon, a csatlakozódugón vagy magán a melegítő párnán látható sérülés van, ne használja azt.

Ne szúrjon bele semmilyen éles vagy hegyes tárgyat.

Ne takarja le a termosztátot. Csak akkor működik helyesen, ha nem teszi takaró, ágybetét vagy ruházat alá.

Ha összecukható ágyat használ, győződjön meg arról, hogy a melegítő ágybetét nem csipődött be.

A kábelt sose tekerje a vezérlőegység köré.

Gyakran ellenőrizze, hogy az eszközön nem láthatók-e elhasználódás vagy sérülés jelei. Ha ilyen jelek láthatók, illetve ha az eszközt nem rendeltetésszerűen használták, akkor a további használat előtt kérjen tanácsot a gyártótól vagy a forgalmazótól.

Ha a hálózati kábel sérült, azt a balesetek megelőzése érdekében a gyártónak, vagy a szakszerviznek kell kicserélnie.

Ne próbálja meg saját maga felnyitni vagy megjavítani a készüléket! Az eszköz ismételt összeszereléséhez speciális szerszámok szükségesek.

Ha nem használja az elektromos melegítő ágybetétet, tárolja azt az eredeti csomagolásban, száraz helyen. Ne helyezzen rá semmilyen tárgyat pl. bőröndöt.

Használat után, mielőtt elcsomagolja, hagyja lehűlni.

Az ágybetétet ne hajtsa össze, amikor az még meleg.

Tulajdonságok:

Enyhíti az izom-, és ízületi panaszokat.

Javasolt ízületi gyulladáskor, fülfájásra, felfázásra, és reumás kezelésekhez

90 perc működés után, automatikusan kikapcsol.

Mosógépben mosható takaró 40 C-on.

Túlmelegedés elleni védelem.

Anyaga: puha polár.

Kimenő teljesítmény: 50 w

Méret : 150 x 80 cm

A melegítő ágybetét használata:

Bekapcsolás előtt a melegítő ágybetétet tegye a matracra, úgy hogy a vezérlőegység az ágy fejrészéhez kerüljön. Hajtogassa ki, tegyen rá egy lepedőt.

Győződjön meg róla, hogy a melegítő ágybetét sima, gyűrődések nélküli. Ezt minden használatba vétel előtt ellenőrizze.

Ekkor bekapcsolhatja a melegítő ágybetétet a kézi vezérlővel. Az 1-es a minimális, a 2-es a maximális fokozat. 90 perc folyamatos működés után a melegítő ágybetét automatikusan kikapcsol. Ha újra be akarja kapcsolni, állítsa a csúszkát „0” pozícióba majd a kívánt melegítési fokozatra.

Áramtalanítsa a készüléket használat után.

Tisztítási útmutató:

Tisztítás előtt a készüléket áramtalanítsa!

Tisztítás előtt távolítsa el a kézi vezérlőegységet. Vigyázzon, hogy a termosztátot ne érje nedvesség.

A melegítő ágybetét nem vegytisztítható.

Mosógépben mosható, a címkéjén lévő utasítás szerint. Kímélő programmal mossa, legfeljebb 40 fokon, finom mosóporral.

Ne használjon centrifugát vagy szárítógépet.

A kézi vezérlőegységet tilos víz alá tartani, ne kapjon nedvességet, mert károsodhat. Szárítása ruhaszárító kötélén vagy rácson történjen, ruhaszárító csipesz használata nélkül.

Sose kapcsolja be az ágybetétet annak szárítása céljából !!!

Ne használja az ágybetétet, amíg az teljesen meg nem száradt.

Gyakori mosás az ágybetét gyors elöregedéséhez vezet. A túl sok mosás és helytelen kezelés miatti elhasználódásra nincs garancia.

Jótállási jegy

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást és 24 hónapra szavatosságot vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítania a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./ javítás, b./ csere, c./ árleszállítás, d./ vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Javítás esetén törekedni kell arra, hogy a termék javítása legfeljebb 15 napon belül befejeződjen és az a fogyasztónak jelentősebb kényelmetlenséget ne okozzon. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A a szavatossággal kapcsolatos jogokat a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra.

Forgalmazó és szerviz: REXTRA KFT.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16. Tel.: 06 26 309-109

Jótállás ideje: hó Gyári szám: A vásárlás időpontja:

Aláírás, bélyegző: